




به نام خدا



# آزمایش هشتم: ارتعاشات پیچشی با استهلاک ویسکوز

مدرس: دکتر احسان فتحی

مدیر و موسس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای فتحی

**Telegram & Instagram:** @FathiTrainingGroup

**Website:** FathiTrainingGroup.com

**Email:** ehsanfathi\_eh@yahoo.com


**Tel:** 09386249330, 05191012910

## فهرست مطالب

---

- هدف آزمایش
- تئوری آزمایش
- شرح دستگاه آزمایش
- روش انجام آزمایش
- جدول داده‌های آزمایشگاهی
- خواسته‌های آزمایش

- تعیین ضریب استهلاک یک دمپر در یک سیستم پیچشی



شکل ۱: بررسی ارتعاشات پیچشی میله روتور

معادله حرکت نوسانی یک سیستم پیچشی با یک درجه آزادی همراه با استهلاك ویسکوز به صورت زیر می باشد:

$$I\ddot{\theta} + C_t\dot{\theta} + k_t\theta = 0$$

$$\ddot{\theta} + \frac{C_t}{I}\dot{\theta} + \frac{k_t}{I}\theta = 0$$

در این رابطه  $C_t$  ضریب استهلاك پیچشی،  $k_t$  سختی پیچشی و  $I$  ممان اینرسی جرمی سیستم می باشد. برای تعیین تجربی مقدار ضریب استهلاك ویسکوز سیستم، می توان از مفهوم کاهش لگاریتمی استفاده کرد. کاهش لگاریتمی  $\delta$  با دامنه اولین نوسان  $\theta_0$  و دامنه پس از  $n$  نوسان  $\theta_n$  مطابق رابطه زیر می باشد:


$$\delta = \frac{1}{n} \ln \frac{\theta_0}{\theta_n}$$

همچنین رابطه دیگری نیز وجود دارد که کاهش لگاریتمی را به ضریب استهلاک ویسکوز سیستم، ممان اینرسی و پریود نوسانات آزاد میرایی سیستم مرتبط می‌سازد:

$$\delta = \frac{C_t}{2I} \tau_d$$

در این رابطه  $I$  ممان اینرسی روتور و  $\tau_d$  زمان نوسانات آزاد میرایی سیستم است. با بهره‌گیری از دو رابطه قبل می‌توان با ثبت دامنه نوسانات سیستم، مقدار ضریب استهلاک را به صورت تجربی بدست آورد.


## شرح دستگاه آزمایش



سیستم ارتعاش کننده از یک روتور مخروطی سنگین K3 تشکیل شده است که می‌توان بوسیله پیچ تنظیم K2 ظرف K6 حاوی روغن را به بالا و پایین برده و مقدار استهلاک را تغییر داد. راهنمای کنترل K5 نیز از حرکت جابجایی روتور مخروطی جلوگیری می‌کند. در قسمت بالایی روتور مخروطی، استوانه K3 تعبیه شده است که می‌توان اطراف آن کاغذ پیچیده و توسط قلم K4 نمایش حرکت دورانی را روی کاغذ ثبت کرد. قلم K4 چنان طراحی شده است که با سرعت آهسته ارتفاع استوانه K3 را از بالا به پایین طی می‌کند. بر روی روتور مخروطی، نوارهای سفیدی کشیده شده است که برای سنجش مقدار فرورفتگی مخروط روتور در روغن به کار می‌روند.

شکل ۲: شماتیکی از دستگاه آزمایش

## روش انجام آزمایش



شکل ۳: شماتیکی از دستگاه آزمایش

جهت انجام آزمایش، ابتدا باید سیستم را به صورت آزاد (بدون استهلاک) به نوسان در آورده و پریود نوسانات را اندازه گیری نمود و با استفاده از رابطه  $\tau = 2\pi\sqrt{I/K_t}$  مقدار ممان اینرسی روتور مخروطی را تعیین کرد. سپس، بوسیله مهره تنظیم زیر مخزن روغن، می توان مخزن استوانه‌ای را آنقدر بالا برد تا اولین نوار سفید روتور مخروطی داخل روغن فرو رود. با توجه به آنکه سرعت قلم از رابطه  $v=x/t$  بدست می آید، با رها کردن قلم از یک موقعیت مشخص، زمان لازم برای طی مسافت معین، اندازه گیری شده و در نتیجه سرعت آن محاسبه می شود. حال، روتور مخروطی را به اندازه ۲۰ درجه از حالت تعادل خارج کرده، سپس قلم و روتور مخروطی را همزمان رها ساخته تا نوسان مشابه شکل مقابل بر روی کاغذ ثبت شود. این کار باید برای دومین، سومین تا آخرین نوار سفید تکرار شود. با استفاده از منحنی‌های ارتعاشی و اندازه گیری‌های انجام شده برای هر حالت  $C_t$  را بدست آورده و جدول پیوست را کامل کنید.



# جدول داده های آزمایشگاهی

$$d = 4 \text{ mm}$$

$$L = 0.85 \text{ m}$$

$$G = 80 \text{ GPa}$$

R(mm)	تعداد سیکل n	$\theta_0$	$\theta_n$	$\frac{1}{n} \ln \frac{\theta_0}{\theta_n}$	$\tau_d$ (s)	$\frac{C_t}{I}$	$\frac{C_t}{\text{N.m.s}} / \text{rad}$	A (mm <sup>2</sup> )	A.r <sub>m</sub>
12.5									
37.5									
62.5									
87.5									

$$J = \frac{\pi d^4}{32} \quad k_t = \frac{GJ}{I} \quad I = \frac{\tau^2}{4\pi} k_t \quad \delta = \frac{1}{n} \ln \left( \frac{\theta_0}{\theta_n} \right) \quad \tau_d = \frac{t}{n} \quad \frac{C_t}{I} = \frac{2\delta}{k_t} \quad A = \pi r l \quad l = \sqrt{r^2 + h^2}$$



## خواسته های آزمایش

۱- منحنی نمایش  $\frac{C_t}{I}$  را بر حسب  $Ar_m$  رسم کنید.

۲- رابطه  $T = 2\pi \sqrt{\frac{IL}{JG}}$  را اثبات کنید.

۳- نشان دهید که گشتاور مقاوم در هر حالت استهلاک از رابطه زیر بدست می آید.

$$T = \frac{2\pi}{3} \mu \left( \frac{\tan^3 \alpha}{\cos \alpha} h^3 \right) \dot{\theta}$$

۴- ثابت کنید نسبت انرژی پتانسیل در هر سیکل به انرژی اولیه برابر است با:

$$\frac{\Delta u}{u} = 2\delta$$

## پیامبر اکرم (ص):

فقری سخت تر از نادانی و ثروتی بالاتر از خردمندی و عبادتی والاتر از  
تفکر نیست.